

Componente Femoral com Estabilização Posterior
Posterior Stabilized Femoral Component



CrCo PAR

REFERÊNCIA	LADO / Side	REFERÊNCIA	LADO / Side	PROPORÇÃO / Proportion	TAMANHO / Size	ML Medial / Lateral (mm)	AP Anterior / Posterior (mm)
6040-EPC-DIR	Direito/Right	6040-EPC-ESQ	Esquerdo/Left	C	Pequeno/Small	55,0	63,0
6040-EPD-DIR	Direito/Right	6040-EPD-ESQ	Esquerdo/Left	D	Médio/Medium	57,0	68,0
6040-EPE-DIR	Direito/Right	6040-EPE-ESQ	Esquerdo/Left	E	Grande/Large	65,0	71,0
6040-EPF-DIR	Direito/Right	6040-EPF-ESQ	Esquerdo/Left	F	Extra-Grande/X-Large	68,0	76,0

**Preservation of ligament only for export*

Componente Patelar
Patellar Component

Polietileno UHMWPE
in Polyethylene PAR



REFERÊNCIA	TAMANHO / Size
6055-000-027	27MM
6055-000-032	32MM
6055-000-035	35MM

**Optional 035mm*

Componente Tibial
Tibial Component

CrCo PAR



REFERÊNCIA	PROPORÇÃO / Proportion	TAMANHO / Size	ALTURA / Height	ML Medial / Lateral (mm)	AP Anterior / Posterior (mm)
6040-000-00C	C	Pequeno/Small	45,0	66,00	41,00
6040-000-00D	D	Médio/Medium	45,0	71,00	41,50
6040-000-00E	E	Grande/Large	48,0	74,00	41,50
6040-000-00F	F	Extra-Grande/X-Large	48,0	78,50	42,00

**Preservation of ligament only for export*


Pastilha Tibial com Estabilização Posterior
Posterior Stabilized Tibial Insert

Polietileno UHMWPE
Polyethylene PAR



REFERÊNCIA	PROPORÇÃO / Proportion	TAMANHO / Size	ML Medial / Lateral (mm)	AP Anterior / Posterior (mm)	REFERÊNCIA	PROPORÇÃO / Proportion	TAMANHO / Size	ML Medial / Lateral (mm)	AP Anterior / Posterior (mm)
6040-OEPC08	C	8,01	66,05	39,00	6040-OEPE08	E	8,01	74,00	45,00
6040-OEPC10		10,1			6040-OEPE10		10,1		
6040-OEPC12		12,1			6040-OEPE12		12,1		
6040-OEPC14		14,1			6040-OEPE14		14,1		
6040-OEPC16		16,1			6040-OEPE16		16,1		
6040-OEPC18		18,1			6040-OEPE18		18,1		
6040-OEPC20		20,1			6040-OEPE20		20,1		
6040-OEPD08	D	8,01	71,00	42,00	6040-OEPF08	F	8,01	78,50	50,50
6040-OEPD10		10,1			6040-OEPF10		10,1		
6040-OEPD12		12,1			6040-OEPF12		12,1		
6040-OEPD14		14,1			6040-OEPF14		14,1		
6040-OEPD16		16,1			6040-OEPF16		16,1		
6040-OEPD18		18,1			6040-OEPF18		18,1		
6040-OEPD20		20,1			6040-OEPF20		20,1		

www.impol.com.br
 TEL. +55 (11) 4070 6464
 FAX +55 (11) 4070 6467



www.impol.com.br



Prótese de Apoio Rotatório
Mobile Bearing Total Knee Prosthesis
Prótesis de Rodilla con Apoyo Rotatório



15 anos de evolução
15 years of evolution

1ª Prótese Nacional Rotatória

MicroDAS

Prótese de Joelho

- PAR – Prótese de Apoio Rotatório
- Rotação Livre na pastilha e a base tibial

Vantagens e Benefícios

- Follow up de 15 anos de evolução clínica (2000-2015)
- Excelente resultado obtido em ensaio de desgaste entre diferentes modelos de marcas mundiais de Prótese Total de Joelho, e com uma experiência clínica comprovada, resultando em estabilidade e elevando o tempo de vida útil do implante.
- Polietileno UHWMPE (Ultra Alto Peso Molecular), ultra resistência, biocompatibilidade, estabilidade, resistência a abrasão e oxidação.
- Liga de Cr.Co: biocompatível.
- Instrumental minimamente invasivo, compacto e funcional.
- Estudos clínicos publicados pelo Departamento de Ortopedia e Traumatologia da Faculdade de Ciências Médicas de Santa Casa de São Paulo, Pavilhão "Fernandinho Simonsen" artigo aprovado na Acta Ortop Bras., 2010; 18(6) 310-4. (disponíveis em nosso site)

Knee prosthesis

- PAR – Mobile Bearing Total Knee Replacement
- Motion in tibial insert and tray

Advantages and Benefits

- Follow up of 15 years of evolution (2000-2015)
- Excellent wear test performance of different models of global brands of knee joint prostheses market, and demonstrated clinical experience, resulting in increasing the stability and useful life of the implant.
- UHWMPE Polyethylene (Ultra high molecular weight polyethylene), ultra-high strength, biocompatibility, stability, abrasion resistance, and oxidation.
- Cr.Co Alloy: biocompatibility.
- Instrumental Minimally invasive, compact and functional.
- Clinical Studies published by the Department of Orthopedics and Traumatology, School of Medical Sciences of Santa Casa de São Paulo, Pavilion "Fernandinho Simonsen" approved article in Acta Ortop Bras., 2010; 18(6) 310-4.







Figura A) Perfil do implante femoral
 Figura B) Base metálica do componente tibial móvel e eixo central de rotação
 Figura C) Orlado do canal de Polietileno
 Figura D) Livre movimento de rotação, que vai ser limitada pelas estruturas periféricas
 Figura E) Congruência entre os componentes das articulações tibiofemoral


Figura A) Perfil of the femoral implant
 Figura B) Metallic base of the mobile tibial component and central axis for rotation
 Figura C) Polyethylene groove orifice
 Figura D) Free rotating movement, which will be limited by the peripheral structures
 Figura E) Congruence among the components of tibiofemoral joint

Acta Ortop Bras. 2010;18(6) 310-4



Comparação entre taxas de desgaste de diferentes modelos mundiais de próteses articulares joelho.

Comparison among wear rates of different knee joint prostheses



Melhor posição em taxas de desgaste nos modelos atuais.
 Between best position in wear rates in current models.

Original Article

TOTAL KNEE ARTHROPLASTY WITH A MOBILE TIBIAL BEARING. MEDIUM-TERM FOLLOW-UP RESULTS

Luiz Gabriel Bezoni Gagliolmetri, Rodrigo de Carmo Costa, Omar Pedro Arês de Camargo, Nilson Roberto Severino, Ricardo de Paula Leite Cary, Victor Marques de Oliveira, Tatiane Alhuza, Roger Araújo

ABSTRACT

Objective: Evaluation of mid-term follow up results of the application of a total complications were one patellar fracture, one distal fracture of the femur, four knee replacements with a mobile tibial bearing design. **Methods:** Ninety four aseptic loosening and four deep joint infections, which required arthroplastic patients (107 knees) were submitted to total knee Arthroplasty, performed with a revision.

Conclusions: With the exception of the cases requiring arthroplastic revision due to the tibial component. The patients were evaluated after a mean follow-up of 32.7 months - standard to septic or aseptic loosening, the authors conclude that the clinical and deviation 21.94 (minimum 24 months and maximum 120 months) through the functional results obtained with Total Knee Replacement with a mobile bearing Knee Society Clinical Rating System (KSSCRS), with a mean outcome of 78.22 component, in a mid-term follow-up, were good.

points. Results: The complications that occurred immediately after or during the surgery included: one wound dehiscence with spontaneous healing, two patellar fractures, one fracture of the medial condyle of the femur, three peroneal nerve outcome. Outcome assessment (health care), impairments, and one sympathetic reflex nervous dystrophy. **Subsequent Postoperative complications.**

Citation: Gagliolmetri LG, Costa RC, Camargo OP, Severino NR, Cary RP, Oliveira VM, et al. Total knee arthroplasty with a mobile tibial bearing. Medium term followup results. Acta Ortop Bras. [online]. 2010;18(6):310-4. Available from URL: <https://www.scielo.br/actb>.