



# NG

PRÓTESE TOTAL DE JOELHO  
TOTAL KNEE PROSTHESIS



PL - Preservação  
de Ligamento



EP - Estabilizado  
Posterior

**Estabilizado Posterior**  
Posterior Stabilized  
**Preservação do Ligamento**  
Preservation of Ligament



[www.impol.com.br](http://www.impol.com.br)

IMPOL Instrumental e Implantes Ltda.

+55 11 4070-6464

[impol@impol.com.br](mailto:impol@impol.com.br)

www.aprdesigners.com.br 11 2345-4174



## Componente Femoral Femoral Component

### CrCo

REFERÊNCIA Code	LADO Side	REFERÊNCIA Code	LADO Side	PROPORÇÃO Proportion	TAMANHO Size	ML Medial/Lateral (mm)	AP Anterior/Posterior (mm)
6056-EP-R-C	Direito/Right	6056-EP-L-C	Esquerdo/Left	C	Pequeno/Small	63,0	55,0
6056-EP-R-D	Direito/Right	6056-EP-L-D	Esquerdo/Left	D	Medio/Medium	67,0	59,0
6056-EP-R-E	Direito/Right	6056-EP-L-E	Esquerdo/Left	E	Grande/Large	72,0	63,0
6056-EP-R-F	Direito/Right	6056-EP-L-F	Esquerdo/Left	F	Extra-Grande/X-Large	76,0	68,0
6056-PL-R-C	Direito/Right	6056-PL-L-C	Esquerdo/Left	C	Pequeno/Small	63	54
6056-PL-R-D	Direito/Right	6056-PL-L-D	Esquerdo/Left	D	Médio/Medium	68	58
6056-PL-R-E	Direito/Right	6056-PL-L-E	Esquerdo/Left	E	Grande/Large	72	63
6056-PL-R-F	Direito/Right	6056-PL-L-F	Esquerdo/Left	F	Extra-Grande/X-Large	77	67



## Pastilha Tibial Tibial Insert

### Polietileno UHMWPE UHMWPE Polyethylene



	REFERÊNCIA Code	PROPORÇÃO Proportion	TAMANHO Size	ML Medial/Lateral (mm)	AP Anterior/Posterior (mm)
Pequeno/Small	6057-EP-C08	C	8,01	67,0	42,0
	6057-EP-C10		10,1		
	6057-EP-C12		12,1		
	6057-EP-C14		14,1		
	6057-EP-C16		16,1		
	6057-EP-C18		18,1		
	6057-EP-C20		20,1		
Medio/Medium	6057-EP-D08	D	8,01	67,0	44,0
	6057-EP-D10		10,1		
	6057-EP-D12		12,1		
	6057-EP-D14		14,1		
	6057-EP-D16		16,1		
	6057-EP-D18		18,1		
	6057-EP-D20		20,1		
Grande/Large	6057-EP-E08	E	8,01	75,0	46,0
	6057-EP-E10		10,1		
	6057-EP-E12		12,1		
	6057-EP-E14		14,1		
	6057-EP-E16		16,1		
	6057-EP-E18		18,1		
	6057-EP-E20		20,1		
Extra-Grande/X-Large	6057-EP-F08	F	8,01	75,0	50,0
	6057-EP-F10		10,1		
	6057-EP-F12		12,1		
	6057-EP-F14		14,1		
	6057-EP-F16		16,1		
	6057-EP-F18		18,1		
	6057-EP-F20		20,1		

	REFERÊNCIA Code	PROPORÇÃO Proportion	TAMANHO Size	ML Medial/Lateral (mm)	AP Anterior/Posterior (mm)
Pequeno/Small	6057-PL-C08	C	8,1	66	41
	6057-PL-C10		10,1		
	6057-PL-C12		12,1		
	6057-PL-C14		14,1		
	6057-PL-C16		16,1		
	6057-PL-C18		18,1		
	6057-PL-C20		20,1		
Medio/Medium	6057-PL-D08	D	8,1	67	46
	6057-PL-D10		10,1		
	6057-PL-D12		12,1		
	6057-PL-D14		14,1		
	6057-PL-D16		16,1		
	6057-PL-D18		18,1		
	6057-PL-D20		20,1		
Grande/Large	6057-PL-E08	E	8,1	74	50
	6057-PL-E10		10,1		
	6057-PL-E12		12,1		
	6057-PL-E14		14,1		
	6057-PL-E16		16,1		
	6057-PL-E18		18,1		
	6057-PL-E20		20,1		
Extra-Grande/X-Large	6057-PL-F08	F	8,1	78	54
	6057-PL-F10		10,1		
	6057-PL-F12		12,1		
	6057-PL-F14		14,1		
	6057-PL-F16		16,1		
	6057-PL-F18		18,1		
	6057-PL-F20		20,1		

## Componente Patelar Patellar Component

### Polietileno UHMWPE UHMWPE Polyethylene

REFERÊNCIA Code	TAMANHO Size
6055-000-027	27 mm
6055-000-032	32 mm
6055-000-035	35 mm



\*Opcional Ø 25mm

## Componente Tibial Tibial Component

### CrCo

REFERÊNCIA Code	PROPORÇÃO Proportion	TAMANHO Size	ALTURA High	ML Medial/Lateral (mm)	AP Anterior/Posterior (mm)
6056-001-00C	C	Pequeno/Small	45,0	67,0	42,0
6056-001-00D	D	Medio/Medium	45,0	67,0	46,0
6056-001-00E	E	Grande/Large	48,0	75,0	46,0
6056-001-00F	F	Extra-Grande/X-Large	48,0	75,0	50,0



Tamanhos B (extra pequeno) e G (Extra-extra-grande) sob consulta.  
Sizes B and G under order.